

# SPEED Cortisol

## Método

Inmuncromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser.

Para leer con el analizador Speed Reader.

## Indicación

Detección de los niveles de cortisol en perros.

## Muestra

Suero.

## Tiempo de lectura

15 minutos (incluyendo 5 minutos de incubación).

## Volumen de muestra

50 µl.

## Conservación

12 meses entre 2 y 8 °C.

## Presentación

Caja con 6 tests.

## Fiabilidad

Correlación con quimioluminiscencia 0,9272.\*

Nº de registro 10.670-RD.

\* S. Loukeri, E. Claret, J. Morlet. Performance evaluation of an in-clinic immunoassay (Speed Cortisol) for the measurement of circulating cortisol in dogs. ESVCP Nantes Congress, October 2016.

