

## Askina® Transorbent Border

### Apósito hidrocelular estéril con reborde.

Askina® Transorbent Border esta compuesto por:

- Adhesivo adherente en la piel sana pero respetando la zona lesionada.
- Capa intermedia en polyester.
- Fórmula de alta absorción en hidrogel.
- Capa interfase.
- Film de poliuretano reticulado.
- Film externo recubrimiento en poliuretano, que sobresale los bordes del apósito y se adhiere a la piel, garantizando la permanencia del apósito en su localización.

- Indicado para la cura húmeda y térmica, y en la profilaxis de las úlceras y lesiones crónicas de la piel.

- Muy flexible y adaptable a las distintas anatomías del cuerpo. Impermeable al agua y microorganismos pero permeable al vapor de agua e intercambios gaseosos.

- No deja residuos en su retirada al no desintegrarse.

