


MAILLA QUIRÚRGICA

Premilene® Mesh		No absorbible
Estructura	Monofilar Malla	
Composición química	Polipropileno	
Color	Blanco transparente	
Peso	82 g/m ²	
Tamaño del poro	0,8 mm	
Grosor	0,48 mm	
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Herniorrafias ■ Cirugía reconstructiva 	
Contraindicaciones	En áreas infectadas	
Fijación recomendada	Suturar a 6,5 – 12,5 mm del borde de la malla con sutura no absorbible.	

Premilene® Mesh	Producto / Dimensiones	Unidades/caja	Ref.
	3 x 10 cm	1 unidad	1064305UNI
	5 x 10 cm	1 unidad	1064315UNI
	7,5 x 15 cm	1 unidad	1064425UNI
	10 x 15 cm	1 unidad	1064495UNI
	5 x 30 cm	1 unidad	1064445UNI
	26 x 36 cm	1 unidad	1064465UNI
	7,5 x 7,5 cm	1 unidad	1064415UNI
	15 x 15 cm	1 unidad	1064435UNI
	30 x 30 cm	1 unidad	1064455UNI
	Plug x-large with onlay	1 unidad	1064635UNI
	Preshape 4,5 x 10 cm	1 unidad	1064345UNI