


SUTURAS NO ABSORBIBLES

Supramid®

SUTURA PSEUDOMONOFILAMENTO SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE POLIAMIDA

FLEXIBLE, RESISTENTE Y SEGURO

- Ausencia de capilaridad
- Anudado seguro
- Suave paso a través de los tejidos
- Pseudomonofilar: Permite un buen manejo (combinación propiedades monofilares y polifilares)



Descripción Supramid®

Estructura	Pseudomonofilamento Sin recubrimiento
Composición química	Poliamida - Hebra y recubrimiento
Color	Negro, blanco
Absorción de la masa	2 - 4 años
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Piel ■ Hernias ■ Ligaduras
Contraindicaciones	Indicaciones que requieren un largo período de resistencia tensil (>2 años).
Técnica de anudado recomendada	2 = 1 = 1 = 1 1 = 1 = 1 = 1
Calibres	USP 2 - USP 6/0

Supramid®		USP métrico						
Agujas	Longitud cm	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
▼ Aguja 1/2 círculo punta triangular invertida, negro								
HS 15	45			G0712043				
HS 21	45		G0712248	G0712256				
HS 26	75				C0712418 G0712418	C0712426 G0712426	C0712434 G0712434	
▼ Aguja 1/2 círculo punta triangular invertida, blanco								
HS 48	75							C0692859
▼ Aguja 3/8 círculo punta triangular invertida, negro								
DS 12	45	G0712060						
DS 19	75			G0714208	G0714216			
DS 24	75				G0714356	G0714364		
DS 30	75					C0714470		
DS 39	75							C0712574
HS 26	90				C0712419	C0710101 G0710101	C0712435	
HS 26	120					C0710102 G0710102		
Hs 26s	75							C0712442 G0712442

