

Askina® Calgitrol® Ag

Apósito de alginato e iones de plata.

- Apósito estéril, compuesto por dos capas: Capa absorbente de poliuretano reticulado, capa compuesta por una matriz de alginato con plata iónica.

- Las características de la capa de poliuretano reticulado, le confieren una gran capacidad de absorción del exudado.

- La capa de alginato e iones de plata, en contacto con la lesión, proporcionan un efecto antimicrobiano de amplio espectro, frente a un gran número de patógenos si inducir resistencias.

- El efecto antibacteriano proporcionado por Askina Calgitrol Ag se mantiene hasta 7 días.

Ventajas

La capa de alginato e iones de plata, en contacto con el exudado de la lesión, forma un gel que distribuye de forma gradual y homogénea los iones plata sobre toda la superficie de la lesión, facilitando además, la retirada indolora del apósito.



Askina® Calgitrol® Ag

Indicación

Indicado en la cura húmeda y térmica de lesiones infectadas o no infectadas de diversa etiología:

- Úlceras por presión.
- Úlceras venosas.
- Quemaduras de segundo grado.
- Injertos de piel.
- Recortable.
- Muy flexible.
- Adaptable a las distintas anatomías del cuerpo.
- Permeable al vapor de agua e intercambios gaseosos.

- Caracterizado por su estabilidad estructural y alta capacidad de absorción, retirando el exceso de exudado en contacto directo con el lecho ulceral y manteniéndolo en un compartimento superior.

-Puede permanecer hasta 7 días en su aplicación.