


SUTURAS ABSORBIBLES

MonoPlus®

SUTURA MONOFILAMENTO SINTÉTICA ABSORBIBLE A LARGO PLAZO DE POLIDIOXANONA

CUANDO LA CICATRIZACIÓN NECESITA SU TIEMPO:
MONOFILAMENTO FLEXIBLE DE LARGA DURACIÓN


- Largo período de resistencia para una cicatrización segura
- Ausencia de capilaridad
- Atraumática
- Alta manejabilidad gracias a su flexibilidad
- Anudado seguro



Descripción MonoPlus®

| | |
|--------------------------------|---|
| Estructura | Monofilamento Sin recubrir |
| Composición química | Poli-p-dioxanona |
| Color | Violeta |
| Vida media tensil | 21 días - 80 % 35 días - 50 % 70 días - 0 % |
| Absorción de la masa | 180 – 210 días |
| Indicaciones | <ul style="list-style-type: none"> ■ Cierre de la pared abdominal ■ Fascias ■ Cirugía ortopédica ■ Tracto gastrointestinal ■ Hernias ■ Cirugía vascular |
| Contraindicaciones | Indicaciones que requieran un soporte permanente o una sutura no absorbible. |
| Técnica de anudado recomendada | 2 = 1 = 1 = 1 1 = 1 = 1 = 1 |
| Calibres | USP 2 – USP 7/0 |

| MonoPlus® | | USP métrico | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Agujas | Longitud cm | 6/0 0,7 | 5/0 1 | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3,5 | 1 4 | 2 5 |
| ▼ Aguja 1/2 círculo punta triangular invertida | | | | | | | | | |
| HS 26s | 70 | | | | C0024185 G0024185 | C0024186 G0024186 | C0024187 G0024187 | C0024188 | |
| HS 26s | 90 | | | | C0024019 G0024019 | G0024017 | G0024018 | | |
| HS 26s | 120 | | | | | G0024028 | G0024021 | | |
| HS 30 | 70 | | | | | C0024184 | | | |
| HS 37s | 70 | | | | | | | G0024158 | |
| HS 37s | 90 | | | | | C0024114 G0024114 | C0024115 G0024115 | C0024116 G0024116 | |
| HS 37s | 120 | | | | | | G0024022 | G0024031 | |
| HS 40 | 90 | | | | | | G0024117 | G0024118 | G0024119 |
| ● Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo | | | | | | | | | |
| HR 13 | 70 | G0024002 | | | | | | | |
| HR 13ss | 70 | | | | | | C0024207 | | |
| HR 22 | 70 | | C0024133 | G0024134 | G0024135 | C0024136 | | | |
| HR 26 | 70 | | | G0024024 | C0024025 G0024025 | C0024026 G0024026 | C0024027 G0024027 | | |
| HR 37 | 90 | | | | | | | G0024448 | |
| HR 40s | 150 | | | | | | G0024567 | G0024568 | |



SUTURAS ABSORBIBLES

MonoPlus®

SUTURA MONOFILAMENTO SINTÉTICA ABSORBIBLE A LARGO PLAZO
DE POLIDIOXANONA

| MonoPlus® | | USP métrico | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Agujas | Longitud cm | 6/0 0,7 | 5/0 1 | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3,5 | 1 4 | 2 5 |
| ⊕ Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo punta trocar | | | | | | | | | |
| HRT 17 | 70 | | | G0024284 | | | | | |
| HRT 22 | 70 | | | C0024294 | C0024295 | | | | |
| HRT 26 | 70 | | | | C0024305 | C0024306 | | | |
| HRT 37 | 90 | | | | | | C0024517 | | |
| ⊙ Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante | | | | | | | | | |
| HRC 26 | 70 | | | C0024498 | | | | | |
| HRC 48 | 90 | | | | | | | C0024261 | |
| Presentaciones en loop | | | | | | | | | |
| HRC 40s | 150 | | | | | | | B0024739 | |
| HRT 40s | 150 | | | | | | | B0024343 | |
| HRC 48 | 150 | | | | | | B0024749 | B0024750 | |
| HRT 48 | 150 | | | | | | B0024394 | G0024393 | B0024391 |

