

Stabimed® Fresh

› Stabimed® Fresh

Desinfectante limpiador para instrumental.

Características

Stabimed® Fresh tiene un amplio espectro de acción. Bactericida, tuberculicida, fungicida e inactivador de virus (incluidos VHB, VHC y VIH).

Indicación

- Stabimed® Fresh es una solución para la desinfección de instrumental quirúrgico, endoscopios rígidos y productos termoestables.
- No contiene aldehídos, fenoles, biguanidas ni compuestos cuaternarios de amonio.
- Dada su baja concentración de aplicación del 2% (20 ml de Stabimed en 1 litro de agua) y eficacia en un breve período de tiempo (15 minutos), Stabimed está sobre todo indicado en los ámbitos en que sea necesario reutilizar el instrumental quirúrgico lo más rápidamente posible.
- Stabimed posee una excelente potencia limpiadora, asociada a su excelente capacidad de disolución de la sangre y las secreciones, una propiedad exclusiva hasta ahora de los preparados fenoles.
- Stabimed posee una buena compatibilidad con los diferentes materiales y puede emplearse en baños con ultrasonidos.

