

PRODUCT DATA SHEET

Askina® DresSil

Apósito adhesivo de espuma de silicona multicapa sin bordes



Askina® DresSil es un apósito autoadhesivo de silicona suave sin bordes. Absorbe el exudado de la herida a través de perforaciones de silicona y proporciona un entorno húmedo para la cicatrización de la herida que promueve la cicatrización.

La capa de contacto con la herida de silicona reduce el dolor y el traumatismo durante los cambios de apósito, lo que mejora la comodidad del paciente. La capa exterior impermeable protege la herida de la suciedad y las bacterias. La suave espuma de poliuretano se adapta a los contornos naturales del cuerpo, lo que hace que el apósito sea cómodo de llevar, mientras que la capa exterior impermeable protege la herida de la suciedad y las bacterias.

Askina® DresSil está diseñado para una amplia gama de heridas exudativas, como:

- Úlceras de pies y piernas
- Úlceras por presión
- Heridas traumáticas, por ejemplo: Desgarros cutáneos
- Heridas de cicatrización secundaria

Material de trabajo

Askina® DresSil se compone de tres capas:

- Capa 1: película de poliuretano exterior
- Capa 2: espuma de poliuretano absorbente
- Capa 3: adhesivo de silicona

Ventajas

- Sistema activo de control del exudado: el nivel y el color del exudado pueden ser un

indicador del estado del lecho de la herida.¹ El sistema activo de control del exudado permite realizar un seguimiento sin retirar el apósito para su inspección, promoviendo así una cicatrización ininterrumpida de la herida y un ahorro de costes.²

- Reducción activa del dolor: Askina® DresSil puede reducir el dolor y el traumatismo durante los cambios de apósito gracias a su suave adherencia.³ También deja menos residuos, lo que puede reducir la necesidad de limpiar la piel perilesional.⁴

Citas

1 Münter KC, De Lange S, Eberlein T, Andriessen A, Abel M. Propiedades de manipulación de un apósito superabsorbente en el tratamiento de pacientes con heridas con exudado de moderado a muy alto. J Cuidado de heridas. 2018 Apr 2;27(4):246-253. doi: 10.12968/jowc.2018.27.4.246. PMID: 29637822.

2 Stephen-Haynes J, Bielby A, Searle R. Priorizar a los pacientes: reducir los costes humanos y económicos de las heridas. Wounds Reino Unido 2011;7:47-55

3 Woo KY, Coutts PM, Precio P, Endurecimiento K, Sibbald RG. Investigación cruzada aleatorizada del dolor en el cambio de apósito comparando 2 apósitos de espuma. Cuidado avanzado de la piel. 2009 Jul;22(7): 304-10.doi: 10.1097/01.ASW.0000305483.60616.26. PMID: 20375967.

4 Datos archivados: núm. de informe HOSP 828.

Indicaciones

Article Description	Article Number
Askina DresSil 10 x 10 cm	WIN5291010
Askina DresSil 15 X 15 cm	WIN5291505
Askina DresSil 20 x 20 cm	WIN5292005
Askina DresSil 10 x 10 cm	WIN5291003