

## Tonómetro TonoVet

Todo veterinario necesita Tonovet

Se debería medir la presión intraocular a todos los pacientes con problemas oculares Tonovet lo hace fácil y rápido:

- Es indoloro y por lo tanto no crea ansiedad
- No se necesita anestesia local
- Características: Tabla de calibración para caballos y pequeños animales (perros/gatos)
- La medición de la presión ocular es extremadamente precisa.
- · Un método innovador

El Tonómetro TonoVet se basa en un principio de medición llamado tonometría de rebote:

- Se usa una sonda muy blanda y ligera para entrar en contacto momentáneo con la córnea.
- La sonda es electromagnéticamente propulsada para contactar y rebotar en la superficie de la córnea.
- Las características de este rebote se usan para determinar la presión intraocular.

El Tonómetro TonoVet viene en un estiloso estuche de acero con:

- 100 sondas desechables (previene la contaminación viral y microbiológica)
- · Base para sondas
- · Pilas AA, 4 uds.
- · Manual de instrucciones.

Tonómetro TonoVet 292000 1
Sondas para el Tonómetro TonoVet 100 uds. 292001 1



Ref.

Uds.