



QUICK TESTS

DEA 1

TIPIFICACIÓN SANGUÍNEA

Determinación Grupo DEA 1 (DEA1.1 & DEA1.2) de perros

Grupo DEA 1 positivo

Grupo DEA 1 negativo



Tipificación Sanguínea

La transfusión ha tomado un papel cada vez más importante en el soporte vital de pacientes caninos y felinos. Por lo tanto, existe una necesidad de tipificar los grupos de sangre de forma rápida y precisa con el fin de asegurar una transfusión segura y eficiente. Es esencial realizar una **Tipificación Sanguínea** para salvar vidas en caso de:

- Shock traumático
- Enfermedades infecciosas
- Procedimientos quirúrgicos
- Hipoproteinemia
- Déficit de hierro
- Anemia severa
- Lesiones de bazo
- Síndrome Hemólisis aguda
- Hemorragias graves

Los perros no tienen aloanticuerpos en su sangre, pero se obtienen si se realiza una transfusión de un grupo sanguíneo que no sea el suyo. Se considera la primera transfusión siempre compatible frente al grupo sanguíneo del donante, produciendo sensibilización al receptor frente a las siguientes transfusiones a partir de 7 días de haberla realizado.



Descripción

Los **Quick Test DEA1** son de venta individual, muy estables en el tiempo y no requieren refrigeración. Se presentan como un dispositivo de plástico donde se incluye la tira reactiva y un soporte para mantenerlo en vertical mientras se realiza el test. El kit incluye también un tampón cuentagotas, el manual de instrucciones y una tarjeta de Grupo Sanguíneo para propietarios.

Disponible también en formato laboratorio, **LabTest**, con 20 tiras reactivas sueltas, sin el dispositivo de plástico.



Características

Especies:	Canino
Muestras:	Sangre
Método:	Inmunocromatografía
Marca:	Alvedia



Referencias

Producto	Código	Tests
Quick Test DEA1	QT-BT-C	1 Test
LabTest DEA1	LT-BT-C	20 Tests