



# QUICK TESTS

## A+B

### TIPIFICACIÓN SANGUÍNEA

#### **Determinación Grupo A, B Y AB de gatos**

Grupo A

Grupo B

Grupo AB



## Tipificación Sanguínea

La transfusión ha tomado un papel cada vez más importante en el soporte vital de pacientes caninos y felinos. Por lo tanto, existe una necesidad de tipificar los grupos de sangre de forma rápida y precisa con el fin de asegurar una transfusión segura y eficiente. Es esencial realizar una **Tipificación Sanguínea** para salvar vidas en caso de:

- Shock traumático
- Enfermedades infecciosas
- Procedimientos quirúrgicos
- Hipoproteinemia
- Déficit de hierro
- Anemia severa
- Lesiones de bazo
- Síndrome Hemólisis aguda
- Hemorragias graves

En gatos, la presencia de aloanticuerpos naturales (anticuerpos que se poseen de manera natural frente a otros grupos sanguíneos) en gatos A y en gatos B, hace que la tipificación sea obligada antes de una transfusión. Evita una reacción hemolítica aguda y en las crías para prevenir la isoeritrolisis neonatal. Se puede extraer sangre directamente del cordón umbilical para la prueba de tipificación de sangre.



## Descripción

Los **Quick Test A+B** son de venta individual, muy estables en el tiempo y no requieren refrigeración. Se presentan como un dispositivo de plástico donde se incluye la tira reactiva y un soporte para mantenerlo en vertical mientras se realiza el test. El kit incluye también un tampón cuentagotas, el manual de instrucciones y una tarjeta de Grupo Sanguíneo para propietarios.

Disponible también en formato laboratorio, **LabTest**, con 20 tiras reactivas sueltas, sin el dispositivo de plástico.



## Características

<b>Especies:</b>	Felino
<b>Muestras:</b>	Sangre
<b>Método:</b>	Inmunocromatografía
<b>Marca:</b>	Alvedia



## Referencias

Producto	Código	Tests
Quick Test A+B	QT-BT-F	1 Test
LabTest A+B	LT-BT-F	20 Tests