

Adhesive FOAM BANDAGE

Adhesive Foam Bandage es una venda elástica de espuma con gran adherencia tanto al pelaje como a la piel. La venda tiene adhesivo en una cara, lo que permite su aplicación en cualquier parte del animal, y es ideal para acolchar y fijar, o para sujetar dispositivos de monitorización, por ejemplo, los electrodos ECG. Podrás crear fácilmente un apósito para heridas combinando *Adhesive Foam Bandage* con una compresa, o con *Thick Foam Bandage*.

SIN
LÁTEX

- Suave y flexible
- Adherencia en una cara
- Se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo del animal



Adhesive Foam Bandage está disponible en 3 tamaños para adaptarse a diferentes animales y heridas:



REF 510002410
9 x 200 cm




REF 510002412
14 x 200 cm



REF 510002413
22 x 200 cm

PROTECCIÓN DE HERIDAS:



Asegúrate de que la herida está limpia y el pelaje seco.



Utiliza una compresa (no se incluye) para proteger la herida.



Fija la compresa con Adhesive Foam Bandage.



Escanea el código QR para obtener instrucciones detalladas.

Adhesive Foam Bandage REMOVAL WIPES

Las toallitas *Removal Wipes* permiten eliminar los restos de adhesivo del pelaje del animal de forma más fácil y suave, lo que reduce molestias e irritación a la hora de retirar vendas adhesivas. Fórmula sin alcohol que no reseca la piel. Las toallitas son un complemento a *Adhesive Foam Bandages*.

FACILITAN LA RETIRADA DE ADHESIVE FOAM BANDAGES:

- Fácil de quitar
- Uso sencillo y eficaz
- Fórmula sin alcohol

SIN
LÁTEX



REF 510002378
30 toallitas (12 x 18 cm)



Quando se necesite una gran adherencia al pelaje