



Curaspon®

Características Generales

- Hemostático fabricado en gelatina farmacéutica altamente purificada, pH neutro.
- Absorbe hasta 50 veces su peso y se fija con facilidad.
- Absorción rápida y completa.
- Muy recomendable para cirugía en cabeza y cuello.
- Aplicable en cirugía endoscópica.
- Sin reacciones alérgicas.
- Disponible en formato de polvo para mezclar con suero y crear la propia gelatina.
- Se puede cortar.
- Antiadherente en el instrumental quirúrgico.
- Presentación en doble envase estéril.

Principio activo

Curaspon® es una estructura porosa que activa los trombocitos en el momento en el cual la sangre entra en contacto con la matriz de gelatina purificada. En este proceso los trombocitos segregan una serie de sustancias químicas que promueven su agregación, al tiempo que su pared celular cambia, actuando así como agentes catalizadores en la formación de fibrina.

Aplicación y absorción

Curaspon® makes the haemostasis in 2-4 minutes. With that we are able to control the bleeding.
Fixed completely to the tissue surface.
Can be used dry or impregnated with saline solution.
Liquefies in 2 - 5 days in contact with mucosa.
Completely absorbed in 3-4 weeks.