



easycryl®

Es una sutura quirúrgica sintética absorbible multifilamento, trenzada y estéril compuesta por un copolímero de 90% de glicomida y 10% L-lactide, recubierto con copolímero de Polictiglan 370 y estearato de calcio.

Características

Proporciona soporte para heridas durante 30 días. La absorción completa se logra por hidrólisis en 56/70 días. Alta resistencia a la tracción, superando los requisitos de USP. Acero inoxidable serie AISI 302 (para suturas con agujas unidas). Facilidad de manejo, paso suave a través del tejido.

Indicaciones

Las suturas quirúrgicas Polyglactin 910 están indicadas para su uso en aproximación y/o ligación general de tejidos blandos, incluido el uso en procedimientos oftalmológicos; pero no para su uso en tejidos cardiovasculares o neurológicos.



easylene®

Es una sutura quirúrgica monofilamento estéril no absorbible compuesta por un estereoisómero cristalino isotáctico de polipropileno.

Características

Tiene las siguientes propiedades técnicas: superficie lisa, buena flexibilidad, alta elasticidad y elongación, excelente seguridad de nudos. Alta resistencia a la tracción, superando los requisitos de USP. Acero inoxidable serie AISI 302 (para suturas con agujas unidas). Facilidad de manejo, suave a través del tejido. Mantiene el soporte permanente de la herida:

Indicaciones

Las suturas quirúrgicas de polipropileno están indicadas para su uso en la aproximación y/o ligadura general de tejidos blandos, incluido el uso en procedimientos cardiovasculares, oftálmicos y neurológicos.



easylon®

Es una sutura quirúrgica de monofilamento sintético no absorbible, estéril, compuesta de polímeros de poliamidaalifática de cadena larga.

Características

Tiene las siguientes propiedades técnicas: superficie lisa, buena flexibilidad y elasticidad, excelente seguridad de nudos. Alta resistencia a la tracción, superando los requisitos de USP. Acero inoxidable serie AISI 302 (para suturas con agujas unidas). Facilidad de manejo, paso suave a través del tejido. Asegure el nudo quirúrgico, la no capilaridad, las reacciones mínimas del tejido.

Indicaciones

Para uso en aproximación general de tejidos blandos y/o ligadura, cierre de la piel y cirugía plástica, incluyendo el uso en procedimientos oftálmicos y neurológicos. Debido a la pérdida gradual de resistencia a la tracción que puede ocurrir durante periodos prolongados en vivo, no se deben utilizar suturas quirúrgicas de nylon cuando se requiera retención permanente de resistencia a la tracción.



easyprone®

Sutura quirúrgica sintética absorbible de monofilamento estéril compuesta por un copolímero de 75% de glucólido y 25% de épsilon-caprolactona.

Características

Proporciona soporte para heridas durante 21-28 días. La absorción completa se logra por hidrólisis en 90-120 días. Alta resistencia a la tracción, superando los requisitos de USP. Acero inoxidable serie AISI 302 (para suturas con agujas unidas). Facilidad de manejo, paso suave a través del tejido.

Indicaciones

Están indicadas para su uso en aproximación general de tejidos blandos y/o ligadura, pero no para su uso en tejidos cardiovasculares o neurológicos, microcirugía o cirugía oftálmica. Nuevo sistema **RACEPACK**.



easysorb®

Es una sutura quirúrgica sintética absorbible monofilamento estéril compuesta por un 100% Poli (p-dioxanona).

Características

Proporciona soporte para heridas durante 60/90 días. La absorción completa se logra por hidrólisis en 180/210 días. Alta resistencia a la tracción, superando los requisitos de USP. Acero inoxidable serie AISI 302 (para suturas con agujas unidas). Facilidad de manejo, paso suave a través del tejido.

Indicaciones

Las suturas quirúrgicas de polidioxanona (PDS Sutures) están indicadas para su uso en la aproximación de tejidos blandos, incluido el uso en tejido cardiovascular pediátrico donde se espera que se produzca el crecimiento y la cirugía oftálmica. No está indicado en el tejido cardiovascular adulto, la microcirugía y el tejido neural.



easytrenz®

Es una sutura quirúrgica de nylon trenzado no absorbible, estéril, compuesta de polímeros de poliamidaalifática de cadena larga.

Características

Tiene las siguientes propiedades técnicas: recubrimiento de silicona, superficie lisa, excelente seguridad de nudos. Alta resistencia a la tracción, superando los requisitos de USP. Acero inoxidable serie AISI 302 (para suturas con agujas unidas). Facilidad de manejo, paso suave a través del tejido. Asegure el nudo quirúrgico, la no capilaridad, las reacciones mínimas del tejido.

Indicaciones

Para uso en aproximación general de tejidos blandos y/o ligadura, cierre de la piel y cirugía plástica, incluyendo el uso en procedimientos oftálmicos y neurológicos. Debido a la pérdida gradual de resistencia a la tracción que puede ocurrir durante periodos prolongados en vivo, no se deben utilizar suturas quirúrgicas de nylon cuando se requiera retención permanente de resistencia a la tracción.