

SUTURAS ABSORBIBLES

MonoPlus®

SUTURA MONOFILAMENTO SINTÉTICA ABSORBIBLE A LARGO PLAZO DE POLIDIOXANONA

CUANDO LA CICATRIZACIÓN NECESITA SU TIEMPO:
MONOFILAMENTO FLEXIBLE DE LARGA DURACIÓN

- Largo período de resistencia para una cicatrización segura
- Ausencia de capilaridad
- Atraumática
- Alta manejabilidad gracias a su flexibilidad
- Anudado seguro



Descripción MonoPlus®	
Estructura	Monofilamento Sin recubrir
Composición química	Poli-p-dioxanona
Color	Violeta
Vida media tensil	21 días - 80 % 35 días - 50 % 70 días - 0 %
Absorción de la masa	180 - 210 días
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cierre de la pared abdominal ■ Fascias ■ Cirugía ortopédica ■ Tracto gastrointestinal ■ Hernias ■ Cirugía vascular
Contraindicaciones	Indicaciones que requieran un soporte permanente o una sutura no absorbible.
Técnica de anudado recomendada	2 = 1 = 1 = 1 1 = 1 = 1 = 1
Calibres	USP 2 - USP 7/0

MonoPlus®		USP métrico							
Agujas	Longitud cm	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
▼ Aguja 1/2 círculo punta triangular invertida									
HS 26s	70				C0024185 G0024185	C0024186 G0024186	C0024187 G0024187	C0024188	
HS 26s	90				C0024019 G0024019	G0024017	G0024018		
HS 26s	120					G0024028	G0024021		
HS 30	70					C0024184			
HS 37s	70							G0024158	
HS 37s	90					C0024114 G0024114	C0024115 G0024115	C0024116 G0024116	
HS 37s	120						G0024022	G0024031	
HS 40	90						G0024117	G0024118	G0024119
● Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo									
HR 13	70	G0024002							
HR 13ss	70						C0024207		
HR 22	70		C0024133	G0024134	G0024135	C0024136			
HR 26	70			G0024024	C0024025 G0024025	C0024026 G0024026	C0024027 G0024027		
HR 37	90							G0024448	
HR 40s	150						G0024567	G0024568	



SUTURAS ABSORBIBLES

MonoPlus®

SUTURA MONOFILAMENTO SINTÉTICA ABSORBIBLE A LARGO PLAZO DE POLIDIOXANONA

MonoPlus®		USP métrico							
Agujas	Longitud cm	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
⊕ Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo punta trocar									
HRT 17	70			G0024284					
HRT 22	70			C0024294	C0024295				
HRT 26	70				C0024305	C0024306			
HRT 37	90						C0024517		
⊙ Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante									
HRC 26	70			C0024498					
HRC 48	90							C0024261	
Presentaciones en loop									
HRC 40s	150							B0024739	
HRT 40s	150							B0024343	
HRC 48	150						B0024749	B0024750	
HRT 48	150						B0024394	G0024393	B0024391

