


SUTURAS ABSORBIBLES

Safil® Violet

SUTURA MULTIFILAMENTO TRENZADA SINTÉTICA ABSORBIBLE A MEDIO PLAZO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO PURO, RECUBIERTA DE POLIGLICONATO

MANEJABLE, FUERTE, SEGURA Y VERSÁTIL

- Recubierta de poligliconato: Paso suave a través de los tejidos
- Excelente anudado y resistencia a la tracción
- Muy manejable
- Aplicación universal



Descripción Safil® Violet

Estructura	Multifilar trenzada Recubrimiento
Composición química	Ácido poliglicólico Recubierta con poligliconato
Color	Violeta
Vida media tensil	14 días - 70 % 18 días - 50 % 30 días - 20 %
Absorción de la masa	60 - 90 días
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cirugía abdominal ■ Cirugía de urinario y genital ■ Cierre de planos musculares ■ Sutura de mucosas ■ Sutura de subcutáneo ■ Ligadura de vasos sanguíneos
Técnica de anudado recomendada	2 = 1 = 1 = 1 1 = 1 = 1 = 1
Calibres	USP 10/0 - USP 6

Safil® Violet USP métrico

Agujas	Long. cm	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7
--------	----------	-------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------	----------	----------	----------	--------	--------	--------	--------

▼ **Aguja 3/8 círculo lanceta**

2x DLM 6	30		G1048705												
DLM 6s	30		G1048620												

● **Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo microaguja**


DRM 6	15		G1048144												
-------	----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▼ **Aguja 3/8 círculo triangular invertida**

DS 12	45					G1048206	G1048207									
DS 12	70						C1048507 G1048507									
DS 16	45						G1048212	G1048213								
DS 24	70								C1048235 G1048235	C1048236 G1048236		G1048237				
DS 30	70									G1048247	G1048248					
DS 80	140															G1048570

● **Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo**

HR 6	30				G1048149												
HR 13	70					G0068006											
HR 17	70					G0068011	G0068012	G0068013									
HR 22	70							G1048029 G0068029	C1048030 G1048030 G0068030	G1048031							
HR 26	70									C1048042 G1048042	C1048043 G1048043						
HR 26	90									G1048542							
HR 37	70										G1048052	G1048053					
HR 48	70															G1048063	
HR 65	240															G1048930	
HR 76	70											B1048076					
HR 76	140															G1048200	G1048201




SUTURAS ABSORBIBLES

Safil® Violet

SUTURA MULTIFILAMENTO TRENZADA SINTÉTICA ABSORBIBLE A MEDIO PLAZO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO PURO, RECUBIERTA DE POLIGLICONATO

Safil® Violet		USP métrico									
Agujas	Longitud cm	9/0 0,3	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7	6 8
⊙ Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante											
HRC 17	70		C1048871								
HRC 26	70			C1048335	C1048336						
HRC 37s	90				C1048957						
⊕ Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo punta trocar											
HRT 26	70			C1048341 G1048341							
HRT 26	70					C1048343 G1048343					
HRT 37s	90							B1048535			
HRT 48	70								B1048404	G1048405	B1048406
HRT 48	140									G1048515 B1048515	
▼ Aguja 3/8 círculo lanceta											
HLM 6	30	G1048083									
Hebras											
	45			C1038625	C1038626	G1038627					
	140					G1038208	G1038209	G1038210			
	150								B1038711	G1038712	B1038713
	250							G1038724		G1038722	



Safil® Violet		USP métrico									
Agujas	Longitud cm	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	4 6	5 7	6 8
▼ Aguja 1/2 círculo triangular invertida											
HS 26	70		C1048241 G1048241	C1048242 G1048242							
HS 26	90		C1048814	C1048442							
HS 26	120		C1048841	C1048837 G1048837							
HS 26s	70			C1048290 G1048290	C1048291 G1048291						
HS 26s	90			C1048440 G1048440	C1048811						
HS 26s	120			C1048839 G1048839	C1048816						
HS 30	70			C1048251							
HS 37s	70			C1048294 G1048294	C1048296 G1048296	C1048297 G1048297	C1048298 G1048298				
HS 37s	90					C1048583 G1048583					
HS 37s	120					C1048819					
HS 40	90			C1048485			G1048488				
HS 40s	90						B1048588				
HS 48	70							B1048695		B1048697	
HS 48	90				C1048461 G1048461	G1048462	G1048463 B1048463				
HS 48	140							B1048143		G1048142	

