



Askina® Sorb cinta

>

Cinta de alginato cálcico altamente absorbente

La estructura fibrosa de Alginato-CMC de Askina® Sorb le proporciona una gran capacidad de absorción, una perfecta adaptación al contorno de la lesión y propiedades hemostáticas. Su estructura permite la retirada del apósito en una sola pieza, de forma sencilla e indolora.

El alginato cálcico es un producto obtenido a partir de la liofilización de algas pardas marinas permitiendo obtener rendimientos óptimos en cuanto a adaptación, absorción y formación de gel.

A través de un intercambio iónico con el exudado de la lesión, las fibras de alginato y la carboximetilcelulosa reaccionan con el exudado de la lesión formando un gel que crea un ambiente húmedo adecuado para la regeneración de los tejidos.



Askina® Sorb Tamponade