

Catéteres acceso venoso central

Certofix®: Mono, Duo y Trio

Certofix®: Mono y Duo PAED

Catéteres venosos para cateterización de la vena cava según técnica Seldinger

Características

- Control del extremo del catéter mediante derivación ECG intraauricular, a través de la guía Seldinger
- Catéter Certon®, poliuretano de gran flexibilidad, que reduce la posibilidad de perforaciones venosas y traumatismos en la íntima
- Permite realizar infusiones de alto flujo, especialmente apropiado para situaciones de urgencia
- Posibilita la medición de la presión venosa central
- Fácil manejo, dispensador con introductor ergonómico, guía con punta en J para seguro emplazamiento. Marcas de introducción
- Comprobación simultánea de la posición del catéter durante la cateterización mediante ECG intraauricular. Esto facilita la corrección inmediata en caso de posición inicial del catéter incorrecta, y excluye las complicaciones secundarias por perforación de la pared cardíaca, o por arritmia, sin radiografía, sin exposición a la radiación
- Esterilizado por óxido de etileno



Componentes

- Catéter
- Bránula introductora
- Guía metálica con dispensador ergonómico
- Dilatador para facilitar el paso del catéter
- Cable de conexión para ECG
- Clip de fijación



Para certofix® Duo y Trio: con dos (Duo) o tres (Trio) lúmenes para posibilitar la infusión de distintos medicamentos, evitando el riesgo de interacción

Producto	Guía		Catéter			Uds. venta	Código
	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Gauge	Diámetro (mm)	Longitud (cm)		
Certofix® Mono							
(S215)	0,63	50	G18	0,8 x 1,4	15	10	4160185
(S220)	0,63	50	G18	0,8 x 1,4	20	10	4160207
(S315)	0,89	50	G16	1,1 x 1,7	15	10	4160223
(S320)	0,89	50	G16	1,1 x 1,7	20	10	4160258
PAED (S110)	0,45	25	G18	0,6 x 0,9	10	10	4160177
Certofix® Duo							
(SB720)	0,89	50	G16	2,4	20	10	4162200
PAED (S408)	0,48	50	G18	1,2	8	10	4166906
PAED (S413)	0,48	50	G18	1,2	13	10	4166922
PAED (S420)	0,48	50	G18	1,2	20	10	4166949
PAED (S508)	0,48	50	G18	1,7	8	10	4167112
PAED (S513)	0,48	50	G18	1,7	13	10	4167139
PAED (S520)	0,48	50	G18	1,7	20	10	4167155
Certofix® Trio							
(SB720)	0,89	50	G18	2,4	20	10	4163206