


SUTURAS ABSORBIBLES

Safil® Violet

SUTURA MULTIFILAMENTO TRENZADA SINTÉTICA ABSORBIBLE A MEDIO PLAZO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO PURO, RECUBIERTA DE POLIGLICONATO

MANEJABLE, FUERTE, SEGURA Y VERSÁTIL

- Recubierta de poligliconato: Paso suave a través de los tejidos
- Excelente anudado y resistencia a la tracción
- Muy manejable
- Aplicación universal



Descripción Safil® Violet

Estructura	Multifilar trenzada Recubrimiento
Composición química	Ácido poliglicólico Recubierta con poligliconato
Color	Violeta
Vida media tensil	14 días - 70 % 18 días - 50 % 30 días - 20 %
Absorción de la masa	60 - 90 días
Indicaciones	■ Cirugía abdominal ■ Cirugía de urinario y genital ■ Cierre de planos musculares ■ Sutura de mucosas ■ Sutura de subcutáneo ■ Ligadura de vasos sanguíneos
Técnica de anudado recomendada	2 = 1 = 1 = 1 1 = 1 = 1 = 1
Calibres	USP 10/0 - USP 6


Safil® Violet															
USP métrico															
Agujas	Long. cm	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7
▼ Aguja 3/8 círculo lanceta															
2x DLM 6	30														
DLM 6s	30														
● Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo microaguja															
DRM 6	15														
▼ Aguja 3/8 círculo triangular invertida															
DS 12	45														
DS 12	70														
DS 16	45														
DS 24	70														
DS 30	70														
DS 80	140														
● Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo															
HR 6	30														
HR 13	70														
HR 17	70														
HR 22	70														
HR 26	70														
HR 26	90														
HR 37	70														
HR 48	70														
HR 65	240														
HR 76	70														
HR 76	140														
76 48 43 40 37 30 26 23 22 21 18 17 15 6 48 39 32 30 26 24 22 19 18 16 13 12 11 10 9 6 19 60 H 1/2 D 3/8 G															

SUTURAS ABSORBIBLES

Safil® Violet

SUTURA MULTIFILAMENTO TRENZADA SINTÉTICA ABSORBIBLE A MEDIO PLAZO
DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO PURO, RECUBIERTA DE POLIGLICONATO

Safil® Violet				USP métrico							
Agujas	Longitud cm	9/0 0,3	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7	6 8
 Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante											
HRC 17	70		C1048871								
HRC 26	70			C1048335	C1048336						
HRC 37s	90				C1048957						
 Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo punta trocar											
HRT 26	70			C1048341 G1048341							
HRT 26	70					C1048343 G1048343					
HRT 37s	90							B1048535			
HRT 48	70								B1048404	G1048405	B1048406
HRT 48	140									G1048515 B1048515	
 Aguja 3/8 círculo lanceta											
HLM 6	30	G1048083									
Hebras											
	45			C1038625	C1038626	G1038627					
	140					G1038208	G1038209	G1038210			
	150								B1038711	G1038712	B1038713
	250							G1038724		G1038722	



Safil® Violet		USP métrico									
Agujas	Longitud cm	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	4 6	5 7	6 8
▼ Aguja 1/2 círculo triangular invertida											
HS 26	70		C1048241 G1048241	C1048242 G1048242							
HS 26	90		C1048814	C1048442							
HS 26	120		C1048841	C1048837 G1048837							
HS 26s	70			C1048290 G1048290	C1048291 G1048291						
HS 26s	90			C1048440 G1048440	C1048811						
HS 26s	120			C1048839 G1048839	C1048816						
HS 30	70			C1048251							
HS 37s	70			C1048294 G1048294	C1048296 G1048296	C1048297 G1048297	C1048298 G1048298				
HS 37s	90					C1048583 G1048583					
HS 37s	120					C1048819					
HS 40	90			C1048485			G1048488				
HS 40s	90						B1048588				
HS 48	70							B1048695			B1048697
HS 48	90				C1048461 G1048461	G1048462	G1048463 B1048463				
HS 48	140							B1048143		G1048142	

