

# Catéteres acceso venoso central

## Certofix®: Mono, Duo y Trio

## Certofix®: Mono y Duo PAED

Catéteres venosos para cateterización de la vena cava según técnica Seldinger


### Características

- Control del extremo del catéter mediante derivación ECG intraauricular, a través de la guía Seldinger
- Catéter Certon®, poliuretano de gran flexibilidad, que reduce la posibilidad de perforaciones venosas y traumatismos en la íntima
- Permite realizar infusiones de alto flujo, especialmente apropiado para situaciones de urgencia
- Posibilita la medición de la presión venosa central
- Fácil manejo, dispensador con introductor ergonómico, guía con punta en J para seguro emplazamiento. Marcas de introducción
- Comprobación simultánea de la posición del catéter durante la cateterización mediante ECG intraauricular. Esto facilita la corrección inmediata en caso de posición inicial del catéter incorrecta, y excluye las complicaciones secundarias por perforación de la pared cardíaca, o por arritmia, sin radiografía, sin exposición a la radiación
- Esterilizado por óxido de etileno



### Componentes

- Catéter
- Bránula introductora
- Guía metálica con dispensador ergonómico
- Dilatador para facilitar el paso del catéter
- Cable de conexión para ECG
- Clip de fijación



Para certofix® Duo y Trio: con dos (Duo) o tres (Trio) lúmenes para posibilitar la infusión de distintos medicamentos, evitando el riesgo de interacción

Producto	Guía		Catéter			Uds. venta	Código
	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Gauge	Diámetro (mm)	Longitud (cm)		
<b>Certofix® Mono</b>							
(S215)	0,63	50	G18	0,8 x 1,4	15	10	4160185
(S220)	0,63	50	G18	0,8 x 1,4	20	10	4160207
(S315)	0,89	50	G16	1,1 x 1,7	15	10	4160223
(S320)	0,89	50	G16	1,1 x 1,7	20	10	4160258
PAED (S110)	0,45	25	G18	0,6 x 0,9	10	10	4160177
<b>Certofix® Duo</b>							
(SB720)	0,89	50	G16	2,4	20	10	4162200
PAED (S408)	0,48	50	G18	1,2	8	10	4166906
PAED (S413)	0,48	50	G18	1,2	13	10	4166922
PAED (S420)	0,48	50	G18	1,2	20	10	4166949
PAED (S508)	0,48	50	G18	1,7	8	10	4167112
PAED (S513)	0,48	50	G18	1,7	13	10	4167139
PAED (S520)	0,48	50	G18	1,7	20	10	4167155
<b>Certofix® Trio</b>							
(SB720)	0,89	50	G18	2,4	20	10	4163206