

NACL 0,9% B. Braun

Cloruro sódico 9,0 g en agua para irrigación.

- Para irrigación y lavado durante intervenciones quirúrgicas.
- Para irrigación de heridas y quemaduras.
- Para irrigación mecánica de los ojos.
- Para humedecer heridas cerradas y vendajes.
- Para enjuague y limpieza de los catéteres para vejiga.
- Para irrigación y limpieza en cuidados de estoma.
- Para irrigación nasal.
- Para irrigación y limpieza del equipo e instrumental.

Ventajas

- Envase flexible de polietileno, sin aditivos, de un solo componente.
- Totalmente reciclable.
- Apertura rápida "twist-off" (de torsión).
- Diseño ergonómico: el diámetro de la botella y su formato tipo "cilindro" es apropiado para obtener una mayor control de la presión y dirección del líquido, facilitando el lavado.

Características

Envase Ecolav® 30, 100, 250, 500 y 1.000 ml.

Viene presentado con una caja de transporte que actúa como dispensador de envases.

No todos los productos que aparecen en esta web están registrados y autorizados para la venta en otros países o regiones. Las indicaciones de uso y presentación de dichos productos pueden variar en función del país y la región. Por ello, recomendamos contacte con su representante local para conocer la disponibilidad e información del producto. Las imágenes de los productos que pueden aparecer en la web son solo de referencia.