

# SUTURAS ABSORBIBLES

**Novosyn®**

SUTURA MULTIFILAMENTO TRENZADA SINTÉTICA ABSORBIBLE  
A MEDIO PLAZO DE POLI (GLICÓLIDO-CO-L-LÁCTIDO 90/10)

## ANUDADO PERFECTO


- Excelente seguridad en el nudo
- Buen anudado
- Mínima reacción inflamatoria



## Descripción Novosyn®

Estructura	Multifilamento Trenzada Recubierta
Composición química	Materiales: Poli(glicólido-co-l-láctido 90/10) Recubierta de Poli(glicólido-co-l-láctido 35/65)
Color	violeta
Vida media tensil	14 días - 75 % 21 días - 50 % 28 días - 25 %
Absorción de la masa	56 - 70 días
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sutura subcutáneo</li> <li>■ Cierre pared abdominal</li> <li>■ Músculos</li> <li>■ Ligaduras</li> <li>■ Oftalmología</li> </ul>
Contraindicaciones	Indicaciones que requieran un soporte permanente a largo plazo o suturas no absorbibles o monofilares.
Técnica de anudado recomendada	2 = 1 = 1 = 1 1 = 1 = 1 = 1
Calibres	USP 2 - USP 8/0

Novosyn®		USP métrico									
Agujas	Longitud cm	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
▼ Aguja 1/2 círculo punta triangular invertida											
HS 26	70						C0068241 G0068241	C0068242 G0068242			
HS 26s	70							C0068290 G0068290	C0068291 G0068291		
HS 26	90						C0068458	C0068442 G0068442			
HS 26	120							C0068957 G0068957			
HS 37s	70							C0068294 G0068294	C0068296 G0068296	C0068297 G0068297	C0068298 G0068298
HS 37s	90							C0068596	C0068582		
HS 48	90										G0068463
▼ Aguja 3/8 círculo punta triangular invertida											
DS 12	45			G0068206							
DS 12	70				G0068507	G0068508					
DS 16	45				G0068212		G0068214				
DS 19	45					G0068220					
DS 19	70					C0068420 G0068420	G0068421				
DS 24	70						C0068235 G0068235	C0068236 G0068236	C0068237 G0068237		



# SUTURAS ABSORBIBLES

Novosyn®

SUTURA MULTIFILAMENTO TRENZADA SINTÉTICA ABSORBIBLE  
A MEDIO PLAZO DE POLI (GLICÓLIDO-CO-L-LÁCTIDO 90/10)

Novosyn®		USP métrico									
Agujas	Longitud cm	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
● Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo											
HR 13	70			G0068006							
HR 17	70			G0068011	G0068012	G0068013					
HR 22	70					G0068029	G0068030				
HR 26	70					G0068040	C0068041 G0068041	C0068042 G0068042	C0068043 G0068043		
HR 26s	70										G0068093
HR 26s	90										G0068592
HR 30	70						G0068046	G0068047	G0068048		
HR 37	70							G0068051	G0068052 C0069051	G0068053	
HR 37s	70										C0068098 G0068098
HR 37s	90							C0068596			
⊕ Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo punta trocar											
HRT 37	90						C0068650	G0068651	G0068652	G0068653	
HRT 43	90							C0068997			
⊙ Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante											
HRC 17	70				G0068312	C0068313	C0068314				
HRC 22	70							C0068326	C0068331		
HRC 26	70							C0068335 G0068335	C0068336 G0068336	C0068343	
HRC 26s	70							C0068441 G0068441	C0068721	C0068444	
HRC 30	70										C0068374
HRC 30s	90										C0068375
HRC 37	70								C0068362 C0068843		
HRC 37	90							C0068140 G0068140	C0068895		G0068143
HRC 37s	70							C0068842		C0068844	
HRC 37s	90							C0068894		C0068896	
HRC 40s	70										C0068961

Novosyn®		USP métrico									
Agujas	Longitud cm	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
▼ <b>Aguja 1/2 círculo lanceta</b>											
HLM 6	30	G0068715									
HLM8	45	G0068968									
▼ <b>Aguja 3/8 círculo lanceta</b>											
DLM 6	30	G0068724									
Combinación aguja - hilo (cajas de 12 unidades)											
DRM 6	20	G0068145									
DRM 6	35	G0068146									
DLM 6s	30	G0068621									
DLM 6	15	G0068615									
Hebras											
	140	G0058208									
	250	G0058717									
	2 x 70	G0058407									
	3 x 45	G0058627									

