


SUTURAS ABSORBIBLES

Safil® Violet

SUTURA MULTIFILAMENTO TRENZADA SINTÉTICA ABSORBIBLE A MEDIO PLAZO
DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO PURO, RECUBIERTA DE POLIGLICONATO

MANEJABLE, FUERTE, SEGURA Y VERSÁTIL

- Recubierta de poligliconato: Paso suave a través de los tejidos
- Excelente anudado y resistencia a la tracción
- Muy manejable
- Aplicación universal



Descripción Safil® Violet	
Estructura	Multifilar trenzada Recubrimiento
Composición química	Ácido poliglicólico Recubierta con poligliconato
Color	Violeta
Vida media tensil	14 días - 70 % 18 días - 50 % 30 días - 20 %
Absorción de la masa	60 - 90 días
Indicaciones	■ Cirugía abdominal ■ Cirugía de urinario y genital ■ Cierre de planos musculares ■ Sutura de mucosas ■ Sutura de subcutáneo ■ Ligadura de vasos sanguíneos
Técnica de anudado recomendada	2 = 1 = 1 = 1 1 = 1 = 1 = 1
Calibres	USP 10/0 - USP 6

Safil® Violet																
USP métrico																
Agujas	Long. cm	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7	6 8	
▼ Aguja 3/8 círculo triangular invertida																
DS 80	140															G1048570
▼ Aguja 1/2 círculo triangular invertida																
HS48	70												B1048695			B1048697
HS48	140												B1048143	G1048142		
● Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo microaguja																
DRM6	140	G1048144														
● Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo																
HR76	140												G1048200	G1048201		
⊕ Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo punta trocar																
HRT48	70												B1048404	G1048405		B1048406
HRT48	140													B1048515 G1048515		
▼ Aguja 3/8 círculo lanceta microaguja																
2 x DLM6	30	G1048705														
▼ Aguja 1/2 círculo lanceta microaguja																
HLM6	150	G1048083														
Hebras																
	150												B1038711	G1038712		B1038713
	200															G1038723
	250												G1038721	G1038722		
	500												G1038231	G1038232		G1038233

