

SUTURAS ABSORBIBLES

Novosyn®

SUTURA MULTIFILAMENTO TRENZADA SINTÉTICA ABSORBIBLE
A MEDIO PLAZO DE POLIGLACTINA 910

ANUDADO PERFECTO


- Excelente seguridad en el nudo
- Buen anudado
- Mínima reacción inflamatoria



Descripción Novosyn®

Estructura	Multifilamento Trenzada Recubierta
Composición química	Materiales: Poliglactina 910 Recubierta de Poliglactina 370 + Esterato de calcio
Color	violeta
Vida media tensil	14 días - 75 % 21 días - 50 % 28 días - 25 %
Absorción de la masa	56 – 70 días
Indicaciones	■ Sutura subcutáneo ■ Cierre pared abdominal ■ Músculos ■ Ligaduras ■ Oftalmología
Contraindicaciones	Indicaciones que requieran un soporte permanente a largo plazo o suturas no absorbibles o monofilares.
Técnica de anudado recomendada	2 = 1 = 1 = 1 1 = 1 = 1 = 1
Calibres	USP 2 – USP 8/0

Novosyn®											
USP métrico											
Agujas	Longitud cm	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
▼ Aguja 3/8 círculo punta triangular invertida											
DS12	45			G0068206	C0068207						
DS12	70				C0068507 G0068507	G0068508					
DS16	45				G0068212	G0068213	G0068214				
DS19	45					G0068220N1					
DS19	70					C0068420N1 G0068420N1	G0068421N1				
DS24	70						C0068235N1 G0068235N1	C0068236N1 G0068236N1	C0068237N1 G0068237N1		
DS30	70							G0068247N1	G0068248N1	G0068249	
▼ Aguja recta triangular invertida											
GS60	70							C0068266			
▼ Aguja 1/2 círculo punta triangular invertida											
HS26	70						C0068241N1 G0068241N1	C0068242N1 G0068242N1	C0068243		
HS26s	70							C0068290N1 G0068290N1	C0068291N1 G0068291N1		
HS26	90						C0068458	C0068442 G0068442			
HS26s	90							C0068440	C0068480		
HS26	120						C0068600	C0068957			
HS26s	120							C0068603	C0068610		
HS30	70							C0068251N1			
HS37s	70							C0068294N1 G0068294N1	C0068296N1 G0068296N1	C0068297N1 G0068297N1	C0068298 G0068298
HS37s	90							C0068596N1	C0068582N1	C0068583N1 G0068583N1	
HS37s	120									B0068632	
HS40	90							C0068485			B0068488 G0068488
HS40s	90										B0068588
HS48	90								C0068461	G0068462N1	B0068463 G0068463




SUTURAS ABSORBIBLES

Novosyn®

SUTURA MULTIFILAMENTO TRENZADA SINTÉTICA ABSORBIBLE
A MEDIO PLAZO DE POLIGLACTINA 910

Novosyn®		USP métrico									
Agujas	Longitud cm	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
▼ Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular											
DSMP19	70					C0069529N1					
DSMP24	70							C0069554N1			
● Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo											
HR06	30		C0068149								
HR13	70			G0068006							
HR17	70			G0068011	G0068012	G0068013					
HR22	70					G0068029N1	C0068030N1 G0068030N1	G0068031N1			
HR26	70					G0068040N1	C0068041N1 G0068041N1	C0068042N1 G0068042N1	C0068043N1 G0068043N1		
HR26	90							G0068542N1			
HR30	70						G0068046N1	G0068047N1	G0068048N1		
HR37	70							G0068051N1 C0069051	G0068052N1	G0068053N1	
HR37s	70										C0068098 G0068098
HR48	70										G0068063
HR65	240										G0068930
HR76	70									B0068076	
● Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo microaguja											
DRM06	20	G0068145									
DRM06	35	G0068146									
⊕ Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo punta trocar											
HRT37	90						C0068650		G0068652	G0068653	
HRT37s	90										B0068535
HRT43	90							C0068997			



Novosyn®											
USP métrico											
Agujas	Longitud cm	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
 Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo con micropunta cortante											
HRC17	70				G0068312	C0068313	C0068314				
HRC22	70					C0068325	C0068326	C0068331			
HRC26	70						C0068335N1 G0068335N1	C0068336N1 G0068336N1	C0068343		
HRC26s	70							C0068441 G0068441	C0068721	C0068444	
HRC30	70									C0068374	
HRC30s	90									C0068375	
HRC37	70								C0068362		
HRC37s	70							C0068842	C0068843	C0068844	
HRC37	90							C0068140N1 G0068140N1			G0068143
HRC37s	90						C0068893N1	C0068894N1 G0068894N1	C0068895N1 C0068344N1	C0068896N1 G0068896N1	B0068897 B0068358
HRC40s	70										C0068961
HRC43	90							C0068976			
 Aguja 3/8 círculo lanceta microaguja											
DLM06	15	G0068615									
DLM06	30	G0068702 G0068724									
DLM06s	30	G0068620	G0068621								
DLM06s	45		G0068711								
 Aguja 1/2 círculo lanceta microaguja											
HLM06	30	G0068715									
HLM08	45			G0068966		G0068968					
Hebras											
	3 x 45						C0058625	C0058626	G0058627		
	2 x 70								G0058407		
	140								G0058208	G0058209	G0058210
	250							G0058716	G0058717		

