


SUTURAS ABSORBIBLES

Safil® Violet

SUTURA MULTIFILAMENTO TRENZADA SINTÉTICA ABSORBIBLE A MEDIO PLAZO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO PURO, RECUBIERTA DE POLIGLICONATO

MANEJABLE, FUERTE, SEGURA Y VERSÁTIL

- Recubierta de poligliconato: Paso suave a través de los tejidos
- Excelente anudado y resistencia a la tracción
- Muy manejable
- Aplicación universal



Descripción Safil® Violet

Estructura	Multifilar trenzada Recubrimiento
Composición química	Ácido poliglicólico Recubierta con poligliconato
Color	Violeta
Vida media tensil	14 días - 70 % 18 días - 50 % 30 días - 20 %
Absorción de la masa	60 - 90 días
Indicaciones	■ Cirugía abdominal ■ Cirugía de urinario y genital ■ Cierre de planos musculares ■ Sutura de mucosas ■ Sutura de subcutáneo ■ Ligadura de vasos sanguíneos
Técnica de anudado recomendada	2 = 1 = 1 = 1 1 = 1 = 1 = 1
Calibres	USP 10/0 - USP 6

Safil® Violet		USP métrico													
Agujas	Long. cm	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7	6 8
▼ Aguja 3/8 círculo triangular invertida															
DS 80	140														G1048570
▼ Aguja 1/2 círculo triangular invertida															
HS48	70												B1048695		B1048697
HS48	140												B1048143	G1048142	
● Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo microaguja															
DRM6	140	G1048144													
● Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo															
HR76	140												G1048200	G1048201	
⊕ Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo punta trocar															
HRT48	70												B1048404	G1048405	B1048406
HRT48	140													B1048515 G1048515	
▼ Aguja 3/8 círculo lanceta microaguja															
2 x DLM6	30	G1048705													
▼ Aguja 1/2 círculo lanceta microaguja															
HLM6	150	G1048083													
Hebras															
	150												B1038711	G1038712	B1038713
	200														G1038723
	250												G1038721	G1038722	
	500												G1038231	G1038232	G1038233

