

## BD Discardit™ II - Jeringa de dos piezas

- Cilindro transparente para una visualización adecuada del contenido de la jeringa.
- Movimiento suave del émbolo: menor resistencia al deslizamiento.
- Hermético.
- Graduación precisa adaptada a las necesidades del usuario.
- Con un anillo de retención para evitar la salida accidental de la varilla del émbolo.
- El diseño de los rebordes para los dedos garantiza estabilidad y confort durante el proceso de inyección.
- Émbolo de diseño ergonómico para la realización de operaciones con una sola mano.
- Embalajes codificados mediante colores.
- Estéril, un solo uso.



Capacidad (ml)	Punta	Escala	Unidades/caja	Referencia
2	Luer-Slip	0.1	100	300928
5	Luer-Slip excéntrica	0.2	100	309050
10	Luer-Slip excéntrica	0.5	100	309110
20	Luer-Slip excéntrica	1	80	300296

