

## BD Plastipak™ - Jeringa de tres piezas

- Cilindro transparente para visualizar el contenido de la jeringa.
- Impresión de la escala en negrita para ayudar a dosificar la medicación de un modo más preciso.
- Lubricación especial de silicona que garantiza un desplazamiento suave y uniforme del émbolo.
- Anillo de retención para evitar la salida accidental de la varilla del émbolo.
- Hermético (función de bloqueo en las jeringas BD Luer-Lok™).
- El cono de la aguja BD Luer-Lok™ o la línea de extensión se pueden fijar de forma segura en la jeringa.
- Producto no esterilizable en autoclave.
- Estéril, un solo uso.



Capacidad (ml)	Punta	Escala	Unidades/caja	Referencia
3	Luer-Lock	0.1	200	309658
5	Luer-Lock	0.2	125	309649
10	Luer-Lock	0.2	100	305959
10	Luer-Slip excéntrica	0.5	100	302188
20	Luer-Slip excéntrica	1	60	301183
20	Luer-Slip excéntrica	1	120	300613
20	Luer-Lock	1	60	301189
20	Luer-Lock	1	120	300629
30	Luer-Slip excéntrica	1	60	301231
30	Luer-Lock	1	60	301229
50/ 60	Luer-Slip excéntrica	1	60	300866
50/ 60	Catéter concéntrica	1	60	300867
50/ 60	Luer-Lock	1	60	300865
Perfusión de 50 ml	Luer-Lock	1	50	300137
50 ml, ámbar	Luer-Lock	1	60	300869
Perfusión de 50/60 ml, ámbar	Luer-Lock	1	50	300139
100	Catéter concéntrica	2	25	300605

## Con aguja

Capacidad (ml)	Calibre	Longitud (pulgadas)	Escala	Unidades/caja	Referencia
20	21 GA	1/2"	1	60	301190
Perfusión de 50 ml	14 GA	1/4"	1	50	300136
Perfusión de 50 ml, ámbar	14 GA	1/4"	1	50	300138