

## Agujas BD Microlance™ 3

- Sencilla penetración, fuerza de deslizamiento suave durante la inserción/retirada y fricción de la cánula reducida durante el deslizamiento a través del tejido gracias a:
- Uso recomendado: inyecciones intradérmicas, subcutáneas, intramusculares, intravenosas, así como aspiración.
- Pulido de precisión de triple bisel de la aguja.
- Proceso específico de pulido de la superficie de la aguja.
- Proceso propio de lubricación de las agujas.
- La pared fina permite el uso de agujas más finas con una luz más grande, aumentando así los caudales de inyección y extracción.
- Las agujas BD Microlance™ se pueden conectar a un adaptador Luer-Slip o a un conector Luer-Lock. Cono y códigos de colores conformes con lo establecido en las normas ISO.
- Embalaje individual estéril, un solo uso.



Calibre	Longitud (mm)	Longitud (pulgadas)	Pared	Bisel	Código de color	Unidades/caja	Referencia
30 G	13	1/2"	Normal	Normal	Amarillo	100	304000
27 G	19	11/16"	Normal	Normal	Gris	100	302200
27 G	13	1/2"	Normal	Normal	Gris	100	300635
26 G	16	5/8"	Normal	Normal	Marrón	100	304300
26 G	13	1/2"	Normal	Normal	Marrón	100	303800
26 G	10	3/8"	Normal	Normal	Marrón	100	300300
25 G	25	1"	Normal	Normal	Naranja	100	300400
25 G	16	5/8"	Normal	Normal	Naranja	100	300600
24 G	25	1"	Normal	Normal	Lavanda	100	304100
23 G	30	1¼"	Fina	Normal	Azul	100	300700
23 G	25	1"	Fina	Normal	Azul	100	300800
22 G	50	2"	Normal	Normal	Negro	100	300094
22 G	40	1½"	Normal	Normal	Negro	100	301000
22 G	30	1¼"	Fina	Normal	Negro	100	300900
22 G	25	1"	Fina	Normal	Negro	100	304727
21 G	50	2"	Normal	Normal	Verde	100	301155
21 G	40	1½"	Fina	Normal	Verde	100	304432
21 G	25	1"	Fina	Normal	Verde	100	301156
21 G	16	5/8"	Fina	Normal	Verde	100	304434
20 G	40	1½"	Fina	Normal	Amarillo	100	301300
20 G	25	1"	Fina	Normal	Amarillo	100	304827
19 G	50	2"	Fina	Normal	Crema	100	301750
19 G	40	1½"	Fina	Normal	Crema	100	301500
19 G	25	1"	Fina	Normal	Crema	100	301700
18 G	40	1½"	Fina	Corto	Rosa	100	304622
16 G	40	1½"	Normal	Normal	Blanco	100	300637