

## Aguja espinal de punta Quincke

- La disposición de las chavetas/ranuras de los conos de los estiletes y cánulas facilita la orientación alineada del bisel de las agujas y estiletes.
- Cono con ventana translúcida (que ofrece claridad en el contacto), que ayuda a la visualización del líquido cefalorraquídeo.
- Estilete acoplado diseñado para reducir el efecto sacabocados en el tejido.
- Códigos de colores.
- Estéril, un solo uso.



Calibre	Longitud (pulgadas)	Longitud (mm)	Código de color	Unidades/caja	Referencia
27 G	3 1/2"	90	Gris	25	405259
26 G	3 1/2"	90	Marrón	25	405258
25 G	4 11/16"	119	Azul	10	405234
25 G	3 1/2"	90	Naranja	25	405257
25 G	3"	75	Naranja	25	405246
25 G	2"	51	Azul	25	405245
25 G	1"	25	Azul	25	405243
23 G	3 1/2"	90	Turquesa	25	405240
22 G	7"	178	Negro	10	405149
22 G	5"	127	Negro	10	405148
22 G	3 1/2"	90	Negro	25	405256
22 G	3"	75	Negro	25	405255
22 G	2 1/2"	63	Negro	25	405244
22 G	1 1/2"	38	Negro	25	405254
20 G	6"	152	Amarillo	10	405211
20 G	3 1/2"	90	Amarillo	25	405253
20 G	3"	75	Amarillo	25	405252
20 G	1 1/2"	38	Amarillo	25	405251
19 G	3 1/2"	90	Tostado	25	405250
19 G	3"	75	Tostado	25	405249
18 G	3 1/2"	90	Rosa	25	405248
18 G	3"	75	Rosa	25	405247

## Juegos de agujas espinales con punta Quincke con introductor

### Con introductor 22 G 1 1/4"

Calibre	Longitud (pulgadas)	Longitud (mm)	Código de color	Unidades/caja	Referencia
27 G	3 1/2"	90	Gris	25	405069

### Con introductor 20 G 1 1/4"

Calibre	Longitud (pulgadas)	Longitud (mm)	Código de color	Unidades/caja	Referencia
26 G	3 1/2"	90	Marrón	25	405065
25 G	3 1/2"	90	Naranja	25	405084

### Introdutores para agujas espinales con punta Quincke

Calibre	Longitud (pulgadas)	Longitud (mm)	Código de color	Unidades/caja	Referencia
20G	1 1/4"	32	Transparente	25	405260
22G	1 1/4"	32	Transparente	25	405261