



# Torácicos de Poliuretano

---

## Medida

14G(Ø2,0mm) x 20cm. Fenestrado 4cm

## DESCRIPCIÓN

- Colocar con local y sedación.
- Catéter de poliuretano radiopaco de un lumen con múltiples fenestraciones.
- Se utiliza para pletorax, hemotórax, neumotórax, lavado peritoneal de emergencia y drenaje pericárdico.
- Inserción mediante la técnica de catéter sobre guía de Seldinger.
- La válvula bidireccional normalmente cerrada con adaptadores luer evita que entre aire en el pecho.
- Ala de sutura adicional para un ajuste y fijación seguros.
- Múltiples orificios de drenaje.
- El kit incluye introductores, alambre guía, dilatador, catéter, alas de sutura y válvula de desplazamiento neutral.