

# Ocucan Toby

## Limpiador ocular con ácido hialurónico

---

Solución para la limpieza diaria de los ojos de perros y gatos.

Con ácido hialurónico

Para la higiene cotidiana de los ojos del perro o del gato es necesario utilizar un producto que no contenga sustancias que produzcan irritación ocular.

Ocucan Toby Limpiador ocular posee una fórmula ajustada a la tonicidad y pH de la lágrima de su mascota. Se ha envasado en condiciones estériles y contiene ingredientes totalmente compatibles con la lágrima, por lo que podrá utilizarlo tantas veces como crea necesario.

El uso diario de Ocucan Toby Limpiador ocular ayuda notablemente a mantener el ojo de su mascota en perfectas condiciones de higiene, lo que dificulta el crecimiento bacteriano y de hongos.

Ocucan Toby Limpiador ocular está recomendado también para la limpieza de los ojos previa a un tratamiento por infección ocular.

### Modo de empleo

1. Irrigue el ojo de su mascota con una gran cantidad de producto (esta operación permite lavar bien los ojos y reblandecer las costras y legañas del animal).  
IMPORTANTE: Ocucan Toby Limpiador ocular está diseñado para que no produzca la más leve irritación en los ojos de su mascota. Por eso se puede utilizar en dosis más elevadas que otros productos, incluso cuando el animal tiene los ojos abiertos.
2. Humedezca una gasita (evite la utilización de algodones que dejan filamentos en las pestañas) y limpie delicadamente pestañas y párpados, retirando los restos siempre desde el ángulo interno del ojo hacia el exterior.
3. Proceda de igual manera con el otro ojo.

### Precauciones. Condiciones de conservación

- Compruebe que el precinto del producto está intacto antes de su primera utilización. Una vez abierto el envase, debe consumirse antes de 60 días.
- Ocucan Toby Limpiador ocular se envasa en condiciones estériles. Manténgalo bien cerrado cuando no lo esté utilizando.
- Conserve el producto a temperatura ambiente y protéjalo de una exposición solar prolongada.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

### Composición

Cloruro sódico, fosfato disódico, fosfato monosódico, ácido hialurónico y polihexametilén biguanida 0,0002% en agua purificada.

Producto zosanitario

Uso en animales. Uso veterinario. Producto envasado en condiciones estériles