



## Collar Zen

### Relax from nature

Hay muchos factores que pueden alterar el comportamiento de un perro: cambios en el ambiente, la introducción de nuevas mascotas o personas en su territorio, ruidos fuertes inesperados... Además, según el carácter y las situaciones vividas anteriormente, cada uno puede manifestarlo de manera distinta, ya sea arañando, ladrando, escondiéndose o incluso temblando o babeando.

El **Collar Zen** de **natural Stanvet®** ayuda de manera natural a reducir los problemas de conducta derivados de situaciones estresantes.



#### **Aromaterapia: 3 esencias naturales relajantes**

El collar contiene aceites esenciales de tres plantas, valeriana, pasiflora y camomila, que mantienen al perro con sensación de calma, serenidad y relax.



#### **Rápida efectividad y larga duración**

Gracias a su tecnología exclusiva con polímero de liberación continua, los efectos del collar Zen se observan al cabo de 1 hora y hasta 8 semanas después.



#### **Apto para los más activos**

El collar Zen dispone de un cierre de seguridad que evita que el perro pierda el collar.



#### **Es adecuado en situaciones como:**

- Separación de la madre
- Adiestramiento
- Visitas al veterinario
- Ruidos fuertes, petardos
- Viajes y mudanzas
- Estancias en residencias
- Llegada de una nueva mascota
- Periodos de soledad en casa

**Composición:** Collar de polímero de liberación continua con Aceite de Valeriana, Aceite de semilla de Pasiflora y Aceite de Camomila.

**Modo de empleo:** Colocar en el cuello del animal sin apretar. Para un efecto óptimo, es importante que el collar se mantenga cerca de la piel. Lavar las manos después del uso. El collar es resistente al agua, no es necesario retirarlo para bañar al perro. Puede utilizarse en perros de todas las edades, razas y tamaños. No usar en gatos.

Algunos problemas, como hacer necesidades en casa, hiperactividad, ladridos excesivos... pueden venir causados por falta de adiestramiento, problemas de salud o incluso por aburrimiento. Consulta con un profesional para evaluar la situación del perro y escoger la mejor solución.

#### **Presentación:**

- 1 collar de 60 cm en caja unitaria.