

FICHA TECNICA HYPOCLORINE EAR CARE LIQUIDO

COMPOSICIÓN:

Agua Ionizada, Ácido hipocloroso, Cloruro sódico.

INDICACIONES HYPOCLORINE EAR CARE LIQUIDO

Fórmula Veterinaria destinada a la limpieza e higiene de los oídos externos de los animales. Tiene una actividad antimicrobiana de amplio espectro destruyendo el 99,9% de los gérmenes.

Activo frente a bacterias Gram (+), Gram (-), virus, hongos y levaduras.

Elimina los olores al actuar sobre los gérmenes que los generan. pH neutro.

Como usar HYPOCLORINE EAR CARE LIQUIDO

Fórmula Veterinaria para los oídos externos

- Aplicar generosamente sobre los oídos externos
- El spray está listo para usarse sin diluir.

ESPECIES DE DESTINO

Uso en animales en general

PRECAUCIONES DE USO:

Sólo para uso externo. Suspenda su uso si aparece irritación.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

ALMACENAMIENTO:

Guardar a temperatura ambiente fuera de la luz directa del sol y el calor. No permita que se congele. Después de su uso, cierre el envase.

IMPORTANTE:

Al aplicar **HYPOCLORINE EAR CARE LIQUIDO**, no utilizar a la vez ningún otro producto tópico.

Biocida notificado al Servicio de Biocidas de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad en cumplimiento de la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1054/2002

En caso de intoxicación llame al servicio médico del instituto nacional de toxicología.
Tfno 915 620 420

PRESENTACIÓN

Envases de 60 ml

JTPHARMA, SL

C/Alberca 5 –

28660 Boadilla del Monte (Madrid)

Tfno 911 863 116

info@jtpharma.es

www.jtpharma.es

Fabricante:
Cf Pharma Ireland Ltd
Unit 73B, Hebron Industrial
Estate. Kilkenny, Ireland