

Vitadual

Ectoína



Solución oftálmica hidratante de la córnea
y la conjuntiva reductora de los síntomas en ojos irritados



COMPOSICIÓN

Hialuronato sódico	> 0,2%
Ectoína	20 mg
Hamamelis virginiana	8 mg
Vitamina B ₁₂	0,5 mg
Disodium EDTA, Agua purificada	

MODO DE EMPLEO

Girar el tapón precinto. Presionar ligeramente el envase y aplicar 1 gota en uno o los dos ojos, 3 veces al día.

Es posible aumentar la dosis o repetir el proceso tantas veces como sea necesario **siguiendo las instrucciones del veterinario.**

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Una vez abierto utilizar VITADUAL Ectoína antes de 6 meses.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Cerrar correctamente el envase después de cada uso.



Chemical Ibérica
Productos veterinarios