

# CLUNIA® Zn Wipes



## Presentación:

Sobre de 10 Toallitas  
 Envase de 100 Toallitas  
 Display Box de 200 Toallitas (20 sobres de 10T)

## Características:

- Los beneficios de la fórmula de CLUNIA® Zn Maintenance Gel multiplicados por los efectos mecánicos de la fricción.
- Tejido en relieve - Mejor acción limpiadora.
- Su uso diario ayuda a la prevención de la formación de la placa dental.
- Aportan Zinc — Ayuda a mantener la estructura fisiológica de las encías.
- Con Taurina — Contribuye al control de la halitosis.
- Toallitas que complementan la acción de la solución impregnada con una limpieza mecánica.
- pH neutro.
- Resistentes y muy impregnadas.
- No mancha el esmalte dental.
- No mancha superficies del hogar y tejidos.
- Seguro y apto para su uso prolongado.

## Toallitas de Fácil Aplicación para una Higiene Buco-Dental de Alta Eficacia y Seguridad

### Componentes clave:



Gluconato de Zinc	1,5 %
Taurina	0,5 %
Excipientes	Csp

### Usos recomendados:



- Usadas a diario, ayudan a mantener una salud oral óptima sin necesidad de cepillado:
- Limpieza de la cavidad oral y los dientes.
  - Eliminación mecánica de detritus en la cavidad oral gracias a su tejido en relieve.
  - Eliminación de la halitosis.
  - Prolongar el efecto de la higiene dental profesional.
  - Mantiene las encías sanas.
  - Ayudar a reducir la frecuencia entre higienes dentales profesionales.

### Modo de empleo:



1. Enrollar la toallita sobre el dedo índice o con el que se desea aplicar el producto.
2. Deslizar suavemente sobre dientes y encías de ambos lados de la boca.
3. Repetir diariamente.

