



Medicomp estéril

Ficha Técnica de producto

Nº espec: D 5.2000a
Dpto.: CMO-DGM
Fecha: 28.09.2015
Página: 1 de 4

Descripción general del producto

Medicomp estéril es una compresa estéril de non-woven blanco con una alta capacidad de absorción, libre de aditivos y blanqueantes ópticos. Todas las presentaciones-excepto 411006 y 411007- van en envase dispensador, que facilita su utilización.

Medicomp estéril lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase IIa (TÜV 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Medicomp estéril que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Medicomp estéril quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones

Para el tratamiento general de heridas, como gasas y esponjas tanto para curas ambulatorias como para pequeñas intervenciones.

Presentaciones

Referencia	Presentación	Dimensiones	Dimensiones Desplegadas	Unidades Sobre	Sobres/caja	Unidades/caja	CN
411006	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	7.5 x 7.5 cm	15 x 15 cm	5	1000	5000	-
411007	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 10 cm	20 x 20 cm	5	1000	5000	-
411049	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	7,5 x 7,5 cm	15 x 15 cm	2	100	200	-
411051	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	5 x 5 cm	10 x 10 cm	5	40	200	-
411052	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	7,5 x 7,5 cm	15 x 15 cm	5	40	200	-

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.



Medicomp estéril

Ficha Técnica de producto

Nº espec: D 5.2000a
Dpto.: CMO-DGM
Fecha: 28.09.2015
Página: 2 de 4

411053	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 10 cm	20 x 20 cm	5	40	200	-
411635	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 10 cm	20 x 20 cm	2	25	50	151363.2
411075	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 20 cm	20 x 40 cm	2	25	50	161342.4
411634	Medicomp estéril, 30 g, 4 capas	10 x 10 cm	20 x 20 cm	2	10	20	170436.8
411635	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 10 cm	20 x 20 cm	2	25	50	-
411636	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 20 cm	20 x 40 cm	2	25	50	-

Características del producto

Composición

Non-woven: 70% de viscosa y 30% de poliéster.



Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.



Medicomp estéril

Ficha Técnica de producto

Nº espec: D 5.2000a
Dpto.: CMO-DGM
Fecha: 28.09.2015
Página: 3 de 4

Características del producto

Ventajas de producto

Compresas de non-woven:

- Alternativa ideal para las compresas clásicas de algodón, en muchos de los usos en planta como en ambulatorios (Centros Atención Primaria).
- Su composición 70% rayón y 30% poliéster le proporcionan una estructura parecida a las compresas de algodón y hace de Medicomp un producto especialmente absorbente, suave y transpirable.

Absorción elevada:

- En comparación con una compresa de algodón de 8 capas y 17 hilos, Medicomp absorbe 70% más de líquido.
- Absorbe líquidos sin gotear, liberándolos sólo bajo presión.

Práctico embalaje:

- La caja dispensadora facilita el manejo y protege los sobres estériles.
- Fácil apertura del sobre.
- Código EAN 13 en cada sobre.

Características del producto

Propiedades específicas de producto

Gramaje: 30g/m² aprox.
Capacidad de absorción: 7 g/g aprox.
Estilización: vapor, de acuerdo a DIN EN ISO 17665-1 con proceso validado

Látex: No contiene látex



Medicomp estéril

Ficha Técnica de producto

Nº espec: D 5.2000a
Dpto.: CMO-DGM
Fecha: 28.09.2015
Página: 4 de 4

Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

LOT	3	999	01 00 1
	Año	Orden de producción	Código de uso interno

Fecha de caducidad (ejemplo):

	2019	06
	Año	Mes

Caducidad del producto: 5 años

Acondicionamiento

Las compresas se presentan en sobres estériles de 2 o 5 unidades de acuerdo a EN ISO 11607, estuche y cajas de transporte conforme a normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallet.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.