

Poliglecaprona Absorción en 110 días

Estructura	Monofilamento
Composición	Ácido Poliglicólico y Caprolactona
Color	Violeta - Incoloro
Esterilización	Óxido de Etileno
Fuerza tensil	Tras la implantación del producto, la resistencia remanente aproximada: <ul style="list-style-type: none">• A los 7 días (1 semana) 55% en la poliglecaprona violeta y 45% en la incolora.• A los 14 días (2 semanas) 30% en la poliglecaprona violeta y 20% en la incolora.• Pérdida total de la fuerza tensil: 28 días en la poliglecaprona violeta y 21 días en la incolora.
Absorción	90 a 110 días
Características	<ul style="list-style-type: none">• Muy elástico y manejable.• Mínimo efecto memoria.• Ausencia de capilaridad.• Anuda con seguridad absoluta.• Excelente manipulación.• Elevada resistencia a la rotura.• Paso suave a través de los tejidos.
Indicaciones	Cirugía general, cirugía digestiva, ginecología y obstetricia, urología y ligaduras. Especialmente indicado para suturar miembros, estructuras anatómicas con cavidades y órganos huecos con contenido de líquidos.
Presentación	Cajas de 36 unidades

LOT N° lote

REF Referencia catálogo

Un solo uso

No reesterilizar

Caducidad yyyy-mm

año-mes

ESTERILIZADO Esterilizado por óxido de etileno

Preservar de la luz de sol

No utilizar si el envase unitario esta abierto o deteriorado

Ver instrucciones

Fabricante

CE y nº de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.

100 1914
2014

Suturas Aragón

Poliglecaprona

Monofilamento de poliglecaprona

Absorción 110 días



Laboratorio Aragón

Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com

aguja 1/2 círculo cilíndrica



REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
C8	13 mm	70 cm	violeta	6/0	0,7	47001
		70 cm		5/0	1	47002
		70 cm		6/0	0,7	47004
BC8*	Novedad	70 cm		6/0	0,7	47084
C11	18 mm	70 cm	violeta	6/0	0,7	47003
		70 cm		5/0	1	47004
		70 cm		4/0	1,5	47005
		70 cm		3/0	2	47006
BC11*	Novedad	70 cm		4/0	1,5	47089
C14	22 mm	70 cm	violeta	4/0	1,5	47007
		70 cm		3/0	2	47008
		70 cm		2/0	3	47058
BC14*	Novedad	70 cm		3/0	2	47085
C16	26 mm	70 cm	violeta	4/0	1,5	47009
		70 cm		3/0	2	47010
		70 cm		2/0	3	47011
		70 cm		0	3,5	47012
C20	30 mm	70 cm	violeta	3/0	2	47014
		70 cm		2/0	3	47015
		70 cm		0	3,5	47016
		70 cm		1	4	47059
C24	37 mm	90 cm	violeta	2/0	3	47017
		90 cm		0	3,5	47018
		90 cm		1	4	47019
C26	40 mm	90 cm	violeta	0	3,5	47020
		90 cm		1	4	47021
		90 cm		2	5	47060
C33	48 mm	90 cm	violeta	1	4	47022

*Novedad
Aguja negra

aguja 1/2 círculo triangular



REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TC14	22 mm	70 cm	violeta	3/0	2	47061
		70 cm		2/0	3	47062
TC16	26 mm	70 cm	violeta	4/0	1,5	47072
		70 cm		3/0	2	47036
		70 cm		2/0	3	47037
		70 cm		0	3,5	47051
TC20	30 mm	70 cm	violeta	1	4	47073
		70 cm		2/0	3	47038
		70 cm		0	3,5	47039
		70 cm		1	4	47063
TC24	37 mm	70 cm	violeta	2/0	3	47040
		70 cm		0	3,5	47041
		70 cm		1	4	47042
		70 cm		2/0	3	47043
TC26	40 mm	90 cm	violeta	0	3,5	47064
		90 cm		1	4	47043
		90 cm		2	5	47044
TC33	48 mm	90 cm	violeta	1	4	47065
		90 cm		2	5	47045

aguja 1/2 círculo cilíndrica punta trocar



REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
PTC16	26 mm	70 cm	violeta	3/0	2	47025
		70 cm		2/0	3	47026
		70 cm		0	3,5	47027
		70 cm		1	4	47028
PTC24	37 mm	90 cm	violeta	2/0	3	47029
		90 cm		0	3,5	47030
		90 cm		1	4	47031
		90 cm		2/0	3	47032
PTC26	40 mm	90 cm	violeta	0	3,5	47032
		90 cm		1	4	47033
PTC33	48 mm	90 cm	violeta	0	3,5	47034
		90 cm		1	4	47035
		90 cm		2	5	47074
PTC33 con lazo	48 mm	150 cm	violeta	0	3,5	47066
		150 cm		1	4	47067

doble aguja 1/2 círculo cilíndrica




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xC16	26 mm	70 cm	violeta	3/0	2	47023
		70 cm		2/0	3	47024

aguja 3/8 círculo triangular




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO	
TB8	11 mm	45 cm	incoloro	6/0	0,7	48001	
TB10	12 mm	45 cm	incoloro	5/0	1	48002	
		45 cm		4/0	1,5	48003	
		45 cm		3/0	2	48016	
TB15	19 mm	45 cm	incoloro	5/0	1	48017	
		45 cm		4/0	1,5	48005	
		70 cm		violeta	4/0	1,5	47068
		45 cm		incoloro	3/0	2	48006
		70 cm		violeta	3/0	2	47069
TB19	24 mm	70 cm	incoloro	3/0	2	48007	
		70 cm		violeta	3/0	2	47052
		70 cm		incoloro	2/0	3	48008
		70 cm		violeta	2/0	3	47053
		70 cm		incoloro	0	3,5	48009
		70 cm		violeta	0	3,5	47054
		70 cm		incoloro	1	4	48010
70 cm	violeta	1	4	47070			
TB24	30 mm	70 cm	incoloro	2/0	3	48011	
		70 cm		violeta	2/0	3	47055
		70 cm		incoloro	0	3,5	48012
		70 cm		violeta	0	3,5	47056
		70 cm		incoloro	1	4	48013
		70 cm		violeta	1	4	47057
		70 cm		incoloro	2	5	48018
70 cm	violeta	2	5	47071			

aguja 3/8 círculo triangular punta precisión




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
ATB8	11 mm	45 cm	incoloro	6/0	0,7	48019
		45 cm		5/0	1	48020
		45 cm		4/0	1,5	48021
		45 cm		5/0	1	48022
ATB12	15 mm	45 cm	incoloro	4/0	1,5	48023
		45 cm		3/0	2	48024
		45 cm		4/0	1,5	48025
ATB15	19 mm	45 cm	incoloro	4/0	1,5	48025
ATB19	24 mm	45 cm	incoloro	3/0	2	48026
		70 cm		2/0	3	48027
		70 cm		2/0	3	48028

aguja recta triangular




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TR60	60 mm	70 cm	incoloro	3/0	2	48014
		70 cm		2/0	3	48015

hebras sin aguja/sobre




DESCRIPCION	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Hebra de 140 cm.	violeta	3/0	2	47046
		2/0	3	47047
		1	4	47048
		2	5	47050


Absorción in vitro Poliglicaprona violeta



Absorción in vitro Poliglicaprona incolora



Resistencia a la rotura de la Sutura de Poliglicaprona violeta



Resistencia a la rotura de la Sutura de Poliglicaprona incolora

