

Gama de productos para reducir los signos de estrés

Difusor eléctrico y recambio

Formatos disponibles:

Caja con 2 recambios de 40 ml
Difusor con recambio de 40 ml



- El difusor proporciona una liberación sostenida que permite cubrir habitaciones de hasta 60 m².
- Se recomienda colocar donde el animal pasa la mayor parte del tiempo y en las clínicas tanto en las consultas, como en la zona de hospitalización o en la sala de espera.



Spray

Formatos disponibles:

Spray de 200 ml y de 15 ml



- Se recomienda aplicarlo primero sobre las manos del tutor de la mascota y distribuirlo en los laterales del hocico, debajo de la barbilla o sobre el pecho del animal en caso de perros y gatos.
- Se puede aplicar sobre mantas, cunas, transportines y otros medios de transporte, o en bandanas para poner alrededor del cuello, en el caso de perros y gatos.
- Se recomienda usarlo sobre el pijama de trabajo, batas y mesa de exploración ya que ayuda también a eliminar los olores del paciente anterior.
- Su duración puede oscilar entre 2 y 6 horas dependiendo del animal.

Útil para su uso en viajes y en zonas exteriores. Paseo, entrenamientos y terapias conductuales al aire libre.

